



Harmony XL PRO

Special Edition

Precizie. Flexibilitate. Libertate.
Acesta este Harmony.



Ce este Harmony XL PRO?

Harmony XL PRO este o soluție de tratament avansată și complexă, concepută pentru a trata numeroase afectiuni ale pielii. Cu **peste 65 de indicații aprobate de FDA**, această platformă multifuncțională oferă o gamă completă de tehnologii, aplicatoare, și metode de tratament cu rezultate remarcabile. Avantajul Harmony XL PRO este furnizarea de tehnologii combinate și o abordare personalizată, care permite tratamente inteligente și centrate pe nevoile fiecărui pacient, pentru rezultate clinice performante.

Valorifică întregul potențial Harmony!

Holistic și personalizat înseamnă rezultate mai bune.

Harmony XL PRO este o platformă cu aplicații multiple care oferă o gamă variată de tratamente combinate, care pot fi adaptate nevoilor fiecărui pacient, pe baza cunoștințelor esteticienilor și, mai ales, pe baza răspunsului la tratament.

Cu o varietate mare de indicații și cu o selecție complexă de tehnologii și aplicatoare, Harmony XL PRO vă permite să beneficiați de tratamente combinate, mai eficiente.



O soluție completă, all inclusive

Harmony XL PRO prezintă o gamă extinsă de aplicații avansate care permit efectuarea unor tratamente sigure și cu rezultate maxime pentru numeroase afecțiuni ale pielii, precum:

- Remodelarea facială ► Leziuni vasculare
- Leziuni pigmentare ► Nuanță & Textură
- Cicatrici ► Acnee ► Epilare
- Eliminarea tatuajelor

Un pas înainte. Aceleași standarde Alma. NOU de la Alma!

**Remodelare facială, acnee, cicatrici post-acneice,
leziuni benigne.**

ClearSkin PRO

Cu rezultate clinice dovedite, ClearSkin PRO este unul dintre aplicatoarele revoluționare Alma, care oferă rezultate remarcabile pentru tratamentele de întinerire ale pielii. Aceasta combină un laser nonablativ cu tehnologia de răcire simultană, favorizând îmbunătățirea țesutului și menținând în același timp un nivel ridicat de siguranță. Cu o putere de două ori mai mare decât modelul anterior, ClearSkin PRO furnizează până la 3000 mJ pe impuls. Această creștere considerabilă a puterii oferă un avantaj clinic semnificativ și rezultate vizibile în tratamentele de rejuvenare facială. Laserul nonablativ Er: Glass 1540nm pătrunde profund în piele, provocând leziuni termice și declanșând un răspuns de vindecare îmbunătățit în jurul celulelor coagulate, fără a afecta epiderma. Rezultatul este un țesut nou și o piele cu aspect vizibil întinerit.



Înainte



După 4 ședințe



Înainte



După 3 ședințe

Prin amabilitatea departamentului medical al Alma

"Am destul de multă experiență cu diverse tehnologii și aplicatoare, dar ClearSkin PRO oferă cu siguranță ceva unic. Nivelul său ridicat de energie permite tratamente mult mai puternice, iar rezultatele sunt evidente. Aceasta este o evoluție semnificativă care contribuie la prestigiul clinicii mele și asigură rezultate extrem de bune pentru pacienții mei."

Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Medical Director of Elite Laser Clinic & Laser Unit at NISA Hospital, Madrid, Spain

Leziuni vasculare și pigmentare.

Dye-VL PRO

Tehnologia AFT, patentată Alma, cu un spectru de bandă îngustă, este dedicată tratării leziunilor vasculare precum și a celor pigmentare. Spectrul de bandă îngustă, optim pentru absorția hemoglobinei, este foarte eficient în tratarea leziunilor vasculare iar puterea de absorție a melaninei îl face util și în îndepărțarea petelor pigmentare.

Noul aplicator Dye-VL PRO este extrem de puternic și eficient. Capacitatea de a focaliza o suprafață de 1cm^2 , puterea mare a vârfului și răcirea intensă, oferă rezultate clinice excelente.



Înainte



După

Prin amabilitatea departamentului medical al Alma

Principalele aplicatoare din portofoliul Alma

Întinerirea pielii, leziuni pigmentare benigne și îndepărtarea tatuajelor.

ClearLift™

Câștigător a numeroase premii, aplicatorul Alma ClearLift este cea mai completă soluție de tratament cu laser Q-Switched Nd: YAG disponibilă. Un singur modul laser tratează mai multe afecțiuni și se poate folosi pe toate tipurile de piele.



Putere maximă pentru rezultate optime

ClearLift trimite zonei vizate impulsuri intense la diferență de nanosecunde, creând un efect fotoacustic.

Acet procedeu mecanic cu Q-Switched este extrem de eficient în îndepărtarea tatuajelor și a hiperpigmentării. Plăgile dermice controlabile, create cu vârful laserului, oferă soluția ideală pentru o piele întinerită atât pentru față, cât și pentru gât și decolteu.



Alma ClearLift, ca primul laser fracțional Q-Switched, este extrem de eficient pentru tratarea diferitelor grade și adâncimi ale leziunilor pigmentare, lăsând pielea mai luminoasă și fără pete.

Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Medical Director of Elite Laser Clinic & Laser Unit at NISA Hospital, Madrid, Spain



Înainte



După

Prin amabilitatea departamentului medical al Alma

Îndepărtarea cicatricilor și refacerea pielii.

Pixel Er:YAG 2940

Modulul Pixel Er: YAG oferă un tratament extrem de eficient de refacere a pielii folosind laserul ablativ fracționat cu o lungime de undă de 2940nm. Aplicatorul îmbunătățește semnificativ nuanța, elasticitatea și textura pielii, reduce pigmentarea superficială și micșorează porii. Mecanismul tratamentului cu pixelul laser Er: YAG 2940 asigură reepitelizarea accelerată a pielii, permitând o vindecare mai rapidă și regenerarea țesuturilor.



Courtesy of Dr. Carlos Marise Pergamino, Argentina

Acnee, cicatrici post-acneice, leziuni benigne.

ClearSkin

ClearSkin este prima tehnologie care combină un laser non-ablativ cu tehnologia simultană de răcire și vacuum pentru a trata acneea vulgară, eficient și în siguranță. Laserul nonablativ Er: Glass 1540nm pătrunde profund în piele, provocând daune termice glandelor sebacee, distrugând bacteriile *P. acnes* și reducând producția de sebum, în timp ce epiderma rămâne intactă.

Leziuni vasculare, varice, epilare, foliculită.

LP Nd:YAG 1064nm



Laserul rece LP Nd:YAG este o soluție eficientă pentru tratarea leziunilor vasculare și a varicelor. Lungimea de undă de 1064 nm oferă o adâncime mai mare de penetrare a pielii, iar pulsațiile sale extinse facilitează o încălzire puternică, permitând tratarea leziunilor mai profunde, care nu pot să fie vizate de lungimi de undă mai mici. Aplicatorul are un unghi deschis unic și un fascicul care îmbunătățesc foarte mult vizualizarea vaselor de sânge sub piele. Tehnologia simultană de răcire prin contact, încorporată în vârf, răcește pielea în timpul tratamentului, reducând riscul efectelor secundare și oferind un tratament mai confortabil pentru pacienți.



Prin amabilitatea Dr. Nilda Barman, Dr. Salvador Abdo, Buenos Aires, Argentina

Epilare.

SPEED AFT

Metoda Alma Super Hair Removal (SHR) acționează prin încălzirea treptată a dermei la o temperatură care dăunează în mod eficient foliculilor de păr și previne creșterea lor, fără a răni țesutul din jur. Tehnica In-motion combinată cu SHR implică deplasarea aplicatorului în mod repetat peste zona tratată, energia țintind exclusiv foliculul de păr. Acest lucru asigură o acoperire completă în timpul tratamentului, cu rezultate vizibil îmbunătățite.



Textura pielii, riduri. NIR Face & Body



Modulul NIR utilizează o lumină puternică cu sursă în spectrul apropiat de infraroșu, pentru a obține o încălzire subdermică sigură și eficientă, ce conferă strălucire pielii. Tratamentul crește temperatura dermică, generează leziuni termice țesutului care contractă fibrele existente de colagen, stimulează formarea de colagen nou și îmbunătășește textura și nuanța pielii.

Alte Aplicatoare

Aplicator	Indicații	Lungime de undă (nm)
Aplicatoare AFT cu răcire		
VP 540	Leziuni vasculare și pigmentare	540-950
SR 570	Leziuni epidermice pigmentare	570-950
Dye VL	Leziuni vasculare și pigmentare	500-600
Dye SR	Leziuni vasculare și pigmentare	550-650
SHR Pro	Epilare	700-950
Aplicatoare AFT fără răcire		
UVB High Power	Psoriasis și Vitiligo	270-380
Acne 420	Acnee vulgară inflamatorie moderată	420-950
SR 570	Leziuni benigne pigmentare	570-950

Puterea tratamentelor combinate

Protocole recomandate pentru rezultate îmbunătățite

Harmony XL PRO este o platformă multifuncțională care permite rezultate mult mai bune prin utilizarea protocolelor combinate. Această abordare multiplă nu este doar mai eficientă, ci și oferă pacienților tratamente personalizate. Prin combinații inteligente, se pot proiecta acum soluții pentru diverse afecțiuni, în același timp, în mod constant îmbunătățind și perfecționând capacitatele estetice.

Întinerește și iluminează cu ClearLift și ClearSkin

Această terapie combinată oferă o gamă largă de soluții pentru pacienții care doresc să eliminate imperfecțiunile pielii legate de vîrstă. Beneficiind de valoarea sinergică a utilizării de două durete diferite ale impulsurilor și ale lungimilor de undă, această terapie combinată utilizează ClearLift (QS 1064nm - fotoacustice) și ClearSkin (Er:Glass 1540nm - fotermală).



Prof. Ganesh Pai, MD, Medical Director DERMA-CARE Skin & Cosmetology Centre, Mangalore, India

Utilizarea împreună a ClearLift și ClearSkin este mult mai eficientă, deoarece mulți pacienți au nevoie să trateze atât pielea îmbătrânită cât și acneea – fie activă sau cicatricile ei. Înainte de fiecare tratament, pot evalua pacientul și stabili protocolul potrivit pentru a decide care ar fi cea mai bună combinație. Am și libertatea de a alterna în timpul tratamentului - ceea ce duce în cele din urmă la un ten îmbunătățit.

Prof. Dr. Uwe Paasch, Jesewitz, OT Gotha

Tratarea leziunilor vasculare de diferite adâncimi și dimensiuni cu ClearVein (Dye-VL + LP Nd: YAG)

Integrarea unei tehnici complexe, combinând Dye-VL 500-600nm și Cooled LP 1064nm Nd: YAG, asigură o mai mare acoperire pentru tratarea eficientă a unei game largi de leziuni vasculare, de dimensiuni și adâncimi diferite.

Dye-VL prezintă tehnologia unică „In-Motion” pentru siguranță și confort sporit, iar LP Cooled Nd: YAG susține tratamentul vaselor de sânge mai mari (cu diametrul de 0,5 până la 3mm) și tratamentul profund, în interiorul pielii.

Soluție combinată pentru toate nuanțele și straturile pielii: Dye-SR și ClearLift 1064nm Nd: YAG

Această combinație oferă o acoperire largă pentru multe tipuri de leziuni pigmentare situate în toate straturile pielii și funcționează inclusiv pentru pielea închisă la culoare.

Dye-SR se bazează pe tehnologia AFT patentată Alma și pe un spectru de bandă îngustă pentru tratamentul precis al leziunilor pigmentare, concentrându-se pe leziunile superficiale. Puterea laserului Q-switched Nd:Yag 1064nm (ClearLift) tratează leziunile pigmentare profunde, oferind o soluție eficientă pentru cele mai profunde afecțiuni.



Înainte



După 3 ședințe

Prin amabilitatea departamentului medical al Alma



Harmony XL PRO

Special Edition

Tehnologii combinate pentru rezultate clinice performante.

Platformă cu aplicații multiple

Flexibil și îmbunătățit

Peste 65 de indicații aprobate de FDA

Tehnologie avansată. Rezultate excelente